



IBM iConnect[®] Enterprise Archive 12.0

DÉCLARATION D'INTÉGRATION IHE

Matériaux autorisés - Propriété d'IBM

© Copyright IBM Corporation. 1998, 2019.

IBM, le logo IBM, IBM Watson et Watson Health sont des marques commerciales d'IBM Corporation aux États-Unis, dans d'autres pays ou les deux. L'utilisation des présentes marques commerciales IBM est soumise à l'autorisation et à la licence de la société IBM.

Microsoft, Windows, Windows NT et le logo Windows sont des marques de commerce de Microsoft Corporation aux États-Unis et (ou) dans d'autres pays.

Tous les autres noms sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs entreprises respectives.

Les titulaires du présent programme qui souhaitent obtenir des informations à son sujet, dans le but de permettre: (i) l'échange d'informations entre des programmes créés indépendamment et d'autres programmes (y compris celui-ci) et (ii) l'utilisation mutuelle des informations échangées, peuvent contacter le directeur des licences IBM. Ces informations peuvent être disponibles, sous réserve des conditions générales appropriées, y compris, dans certains cas, du paiement d'une redevance.

IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive, MD-NC119
Armonk, NY 10504-1785

IBM accorde aux détenteurs de licence une autorisation limitée pour effectuer des copies papier ou toute autre reproduction de toute documentation lisible par machine, sous réserve que chaque reproduction porte les avis de copyright IBM et que l'utilisation de la reproduction soit régie par les conditions générales décrites par IBM dans les Spécifications du programme sous licence. Toute reproduction ou utilisation au-delà de la permission limitée accordée aux présentes constitue une violation du contrat de licence et du droit d'auteur.

Les documents affichés ou reproduits par le présent programme peuvent être protégés par copyright et/ou restrictions contractuelles d'IBM et/ou de tiers. L'utilisateur est responsable de l'autorisation d'afficher et de reproduire ces documents et de l'inclusion des légendes et avis de copyright applicables.

DROITS DE RESTRICTIONS DU GOUVERNEMENT AMÉRICAIN:

Utilisation, duplication ou divulgation limitée par le GSA ADP Schedule Contrat avec IBM Corporation.

UTILISATION PRÉVUE:

IBM iConnect Enterprise Archive est un système logiciel qui prend en charge le stockage et la communication d'images et de données médicales. Les administrateurs système qualifiés surveillent et maintiennent le logiciel dans leur environnement d'entreprise de soins de santé.

MISE EN GARDE: La législation fédérale américaine restreint cet appareil à la vente par un médecin ou sur l'ordre d'un médecin.

IDENTIFICATEUR DE DISPOSITIF CANADIEN: 100-00002-00

 Merge Healthcare Incorporated
900 Walnut Ridge Drive
Hartland, WI 53029

Le glossaire des symboles est fourni par voie électronique à l'adresse suivante [Statements and Patches](#).

Pour obtenir de l'aide sur les applications ou pour signaler des problèmes avec la documentation utilisateur, veuillez contacter le service client:

- En Amérique du Nord : composez le numéro vert 1-877-741-5369
- En dehors de l'Amérique du Nord: +31.40.299.0773
- Courriel: WHISupport@us.ibm.com

Partie	Date	Version	Description
ECM-20336	Février 2019	1.0	Version initiale pour 12.0
	Novembre 2019	2.0	Page de Copyright mise à jour

La dernière révision de ce document peut être trouvée dans <https://mergecustomer.force.com/mergeusercommunity/login>.



Déclaration d'intégration IHE

Le tableau suivant présente la déclaration d'intégration IHE.

Déclaration d'intégration IHE		Date
		2018
Vendeur	Nom du produit	Version
Merge Healthcare Incorporated	IBM iConnect® Enterprise Archive	12.0
Ce produit est destiné à mettre en œuvre toutes les transactions requises dans le cadre technique IHE pour prendre en charge les profils, les acteurs et les options d'intégration IHE répertoriées ci-dessous:		
Profils d'intégration mis en œuvre	Acteurs implémentés	Options implémentées
Flux de travail planifié	Gestionnaire d'images / archives d'images	Aucun
	Gestionnaire d'étape de procédure réalisée	Aucun
Harmonisation des renseignements sur le patient	Gestionnaire d'images / archives d'images	Aucun
	Gestionnaire d'étape de procédure réalisée	Aucun
Présentation cohérente des images	Gestionnaire d'images / archives d'images	Aucun
Présentation de procédures groupées	Gestionnaire d'images / archives d'images	Aucun
	Gestionnaire d'étape de procédure réalisée	Aucun
Documents de preuve	Gestionnaire d'images / archives d'images	Aucun
Key Image Note	Gestionnaire d'images / archives d'images	Aucun
Rapport simple image et numérique	Référentiel de rapport	Aucun
	Référentiel de rapports d'entreprise	Aucun
	Accès au référentiel de rapports externe	Aucun

Accès aux informations de radiologie	Gestionnaire d'images / archives d'images	Aucun
	Référentiel de rapport	Aucun
	Accès au référentiel de rapports externe	Aucun
Médecine nucléaire	Gestionnaire d'images / archives d'images	Aucun
Flux de travail de cathétérisme cardiaque	Gestionnaire d'images / archives d'images	Modalité connectée par intermittence, cathétérisme cardiaque
	Gestionnaire d'étape de procédure réalisée	Aucun
Flux de travail d'écho	Gestionnaire d'images / archives d'images	Échocardiographie, modalité connectée par intermittence
	Gestionnaire d'étape de procédure réalisée	Aucun
Documents de preuve - cardiologie	Gestionnaire d'images / archives d'images	Aucun
Temps cohérent (CT)	Temps client	Aucun
Mammographie	Gestionnaire d'images / archives d'images	Aucun
Flux de test de stress	Gestionnaire d'images / archives d'images	Aucun
	Gestionnaire d'étape de procédure réalisée	Aucun
Partage de documents inter-entreprises pour la création d'image (XDS-I.b)	Source de document d'image	Ensemble d'instances DICOM
	Répertoire de documents	Aucun
Partage de documents entre entreprises (XDS.b)	Registre de documents	Flux d'identité du patient (HL7 V2), Flux d'identité du patient (HL7 V3), Documents à la demande, Identifiant de référence, Mise à jour des méta-données du document
	Répertoire de documents	Aucun
	Source / répertoire de document intégré	Remplacement de document
Piste d'audit et Authentification de nœud (ATNA)	Sécuriser l'application	Aucun
Références croisées d'identifiant patient (PIX)	Gestionnaire de références croisées sur l'identité du patient	Aucun
	Consommateur de références croisées d'identité patient	Notification de mise à jour PIX

Requête démographique du patient (PDQ)	Fournisseur de données démographiques sur les patients	Aucun
	Consommation démographique des patients	Aucun
Gestion des modifications d'objets d'imagerie (IOCM)	Gestionnaire d'images/archives	Aucun
	Demande de changement	Aucun
Abonnement aux métadonnées de document (DSUB)	Courtier de notification de métadonnées de document	Abonnement indépendant du patient, abonnement dossier
	Éditeur de métadonnées de document	Aucun
Requêtes multi-patients (MPQ)	Registre de documents	Aucun
Capture d'image Web (WIC)	Gestionnaire d'images	Aucun
Adresse internet pour les informations IHE du fournisseur:	www.merge.com/Support/Resources/IHE-Statements.aspx	
Liens vers les déclarations de conformité aux normes pour implémentation		
HL7	Se reporter à Merge Communities -- http://www.merge.com/Support/Support-Portal.aspx	
DICOM	www.merge.com/Support/Resources/DICOM-Conformance-Statements.aspx	
Liens vers des informations générales sur IHE		
En Amérique du Nord: http://www.ihe.net	En Europe: http://www.ihe-europe.net	Au Japon: http://www.ihe-j.org