

Merge VNA

14.3

[Declaración de integración de IHE](#)

© Copyright Merge Healthcare Solutions Inc. 2023.

Materiales protegidos por licencia - Propiedad de Merge Healthcare Solutions Inc.

El contenido de este documento es información confidencial de Merge Healthcare Solutions Inc. y su uso y divulgación están sujetos a los términos del acuerdo según el cual obtuvo el software que acompaña a la documentación.

Merge Healthcare y el logotipo de Merge Healthcare son marcas registradas de Merge Healthcare Inc.

Microsoft, Windows y el logotipo de Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos, otros países o ambos.

Todos los demás nombres son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivas empresas.

#### DERECHOS RESTRINGIDOS DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS:

Este producto es un "Objeto comercial" ofrecido con "Derechos Restringidos". Los derechos del gobierno para usar, modificar, reproducir, liberar, realizar, mostrar o divulgar esta documentación están sujetos a las restricciones establecidas en el Reglamento de Adquisición Federal ("FAR") 12.211 y 12.212 para agencias civiles y en DFARS 227.7202-3 para agencias militares. El Contratista es Merge Healthcare Solutions Inc.

Para solicitar asistencia relacionada con las aplicaciones o para reportar problemas con la documentación del usuario, comuníquese con Atención al Cliente:

- ☎ 1-877-741-5369 (América del Norte)
- +31.20.514.5073 (Europa, Medio Oriente y África)
- 1800 316 746 (Australia)
- ✉ [MergeSupport@merative.com](mailto:MergeSupport@merative.com)

Parte	Fecha	Revisión	Descripción
EECM-45265	Julio del 2023	1.0	Versión inicial para 14.3

La versión más reciente de este documento se encuentra en <https://mergecustomer.force.com/mergeusercommunity/login>.

# Declaración de integración de IHE

La siguiente tabla resume la Declaración de Integración de IHE.

Declaración de integración de IHE		Fecha
		2023
Proveedor	Nombre del Producto	Versión
Merge Healthcare Incorporated	Merge VNA	14.3
Este producto está destinado a implementar todas las transacciones requeridas en el Marco Técnico del IHE para respaldar los Perfiles de Integración, Actores y Opciones del IHE que se enumeran a continuación:		
Perfiles de integración implementados	Actores implementados	Opciones implementadas
Flujo de trabajo programado	Administrador de imágenes/ Archivo de imágenes	Ninguna
	Administrador de pasos del procedimiento realizado	Ninguna
Conciliación de información de pacientes	Administrador de imágenes/ Archivo de imágenes	Ninguna
	Administrador de pasos del procedimiento realizado	Ninguna
Presentación consistente de imágenes	Administrador de imágenes/ Archivo de imágenes	Ninguna
Presentación de procedimientos agrupados	Administrador de imágenes/ Archivo de imágenes	Ninguna
	Administrador de pasos del procedimiento realizado	Ninguna
Documentos de evidencia	Administrador de imágenes/ Archivo de imágenes	Ninguna
Nota de imagen clave	Administrador de imágenes/ Archivo de imágenes	Ninguna
Imagen sencilla e Informe numérico	Repositorio de informes	Ninguna
	Repositorio de informes empresariales	Ninguna
	Acceso al repositorio de informes externos	Ninguna
Acceso a la información de radiología	Administrador de imágenes/ Archivo de imágenes	Ninguna
	Repositorio de informes	Ninguna
	Acceso al repositorio de informes externos	Ninguna

Medicina nuclear	Administrador de imágenes/ Archivo de imágenes	Ninguna
Flujo de trabajo de cateterismo cardiaco	Administrador de imágenes/ Archivo de imágenes	Modalidad conectada intermitentemente, Cateterismo cardiaco
	Administrador de pasos del procedimiento realizado	Ninguna
Flujo de trabajo de Ecocardiografía	Administrador de imágenes/ Archivo de imágenes	Ecocardiografía, Modalidad conectada intermitentemente
	Administrador de pasos del procedimiento realizado	Ninguna
Documentos de evidencia - Cardiología	Administrador de imágenes/ Archivo de imágenes	Ninguna
Tiempo consistente (CT)	Tiempo del cliente	Ninguna
Mamografía	Administrador de imágenes/ Archivo de imágenes	Ninguna
Flujo de trabajo de Pruebas de Esfuerzo	Administrador de imágenes/ Archivo de imágenes	Ninguna
	Administrador de pasos del procedimiento realizado	Ninguna
Uso compartido de documentos entre empresas para Generación de imágenes (XDS-I.b)	Fuente del documento de imágenes	Conjunto de instancias DICOM
	Repositorio de documentos	Ninguna
Uso compartido de documentos entre empresas (XDS.b)	Registro de documentos	Alimentación de identidad del paciente (HL7 V2), Alimentación de identidad del paciente (HL7 V3), Documentos bajo demanda, ID de referencia, Actualización de metadatos de documentos
	Repositorio de documentos	Ninguna
	Fuente/Repositorio de Documentos Integrado	Reemplazar documento
Rastro de Auditoría y Autenticación de Nodos (ATNA)	Aplicación segura	Ninguna
Referencia Cruzada de Identificador de Pacientes (PIX)	Administrador de Referencias Cruzadas de Identidades de Pacientes	Ninguna
	Consumidor de Referencia Cruzada del Identificador de Pacientes	Notificación de actualización PIX

Consulta de datos demográficos del paciente (PDQ)	Proveedor de datos demográficos del paciente	Ninguna
	Consumidor de datos demográficos del paciente	Ninguna
Gestión de Cambios de Objetos en Imágenes (IOCM)	Administrador de imágenes/ Archivo	Ninguna
	Solicitante de cambios	Ninguna
Suscripción de metadatos de documentos (DSUB)	Agente de notificación de metadatos de documentos	Suscripción independiente del paciente, Suscripción de carpeta
	Editorial de metadatos de documentos	Ninguna
Consultas multipaciente (MPQ)	Registro de documentos	Ninguna
Captura de imágenes basada en la web (WIC)	Administrador de imágenes	Ninguna
Dirección de Internet para Información IHE del proveedor	<a href="https://www.merative.com/support/imaging-product-support-details/merge-healthcare-statements">https://www.merative.com/support/imaging-product-support-details/merge-healthcare-statements</a>	
<b>Enlaces a las Declaraciones de Conformidad de Normas para la Implementación</b>		
HL7	Consulte a la comunidad de Merge -- <a href="http://www.merge.com/Support/Support-Portal.aspx">http://www.merge.com/Support/Support-Portal.aspx</a>	
DICOM	<a href="https://www.merative.com/support/imaging-product-support-details/merge-healthcare-statements">https://www.merative.com/support/imaging-product-support-details/merge-healthcare-statements</a>	
<b>Enlaces a información general de IHE</b>		
En América del Norte: <a href="http://www.ihe.net">http://www.ihe.net</a>	En Europa: <a href="http://www.ihe-europe.net">http://www.ihe-europe.net</a>	En Japón: <a href="http://www.ihe-j.org">http://www.ihe-j.org</a>